

ООО «Натлекс»

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, 1А
natlex.ru • info@natlex.ru

**Приложение для людей
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью**

Приложение с двумя интерфейсами:

1. Для врача/родителя
2. Для пациента/ребенка

Доступ к приложению выдает врач или родитель. Пациент/ребенок по определенному заданию должен нажимать кнопку в приложении. Пациенту доступна страница с заданием и страница с кнопкой. Напоминать о кнопке с помощью приложения пациенту не нужно.

Предлагается два уровня заданий:

1. Например, кнопку надо нажимать ежедневно в 09, в 10 и в 11 в 19 и в 20:00. По 10 раз. Раньше назначенного времени нажимать нельзя. Можно только ровно или с опозданием.
2. Усложненный вариант первого уровня. Две серии нажатий кнопки в первый час: первая серия - 10 нажатий, вторая - 12. Второй час: первая серия - 12 нажатий, вторая 10. Третий час: первая серия - 10 нажатий, вторая серия - 12 нажатий. Таким образом, человек в течение часа должен помнить количество повторений (удерживать во внимании), независимо от происходящих внешних событий.

Врачу/родителю доступен список пациентов и статистика по нажатию кнопки каждым пациентом, с возможностью отправки на электронную почту и выгрузки в эксель или pdf. Переключать с первого на второй уровень может только врач/родитель.

Кнопка для нажатия должна быть максимально невзрачная, не привлекающая внимание.

